

CASO CLÍNICO DE ONLAY DE PORCELANA

Para esta paciente que apresentava fratura na restauração antiga indicamos a confecção de uma restauração em porcelana pura, chamada de ONLAY de porcelana. Esta restauração parcial preserva ao máximo o remanescente dentário, devolvendo a estética e função requerida para o dente.




- 1) Restauração antiga do 1º molar inferior esquerdo apresentava fratura.



- 2) Preparo cavitário mantendo a vitalidade do dente (sem fazer canal), proporcionando espaço adequado para a restauração de porcelana pura.



- 3) Moldagem de precisão do dente preparado para confecção de modelo de gesso e em seguida a construção da restauração.



4) Restauração confeccionada no laboratório da Odontologia Integrada Vale do Aço.



5) ONLAY pronto para ser cimentado.



6) Após isolamento do campo operatório com lençol de borracha (em azul) a superfície do remanescente dentário é preparada para receber a cimentação do ONLAY com cimento resinoso.

Vista por lingual



7) Restauração após cimentação.

Vista por oclusal e vestibular



8) Restauração finalizada devolvendo a estética, função e harmonia oclusal.